

GLAM® Brackets – Sehen so gut aus, wie sie funktionieren
GLAM® Brackets – They look as beautiful as they work



Die schönsten Vorteile auf einen Blick.

- | | |
|--|---|
| <p>1 <i>Absolut unauffällig im Mund, da aus einer verfärbungsfreien Keramik mit hoher Transluzenz und matter, spieglfreier Oberfläche gefertigt.</i></p> <hr/> <p>2 <i>Einfach in der Handhabung wie alle anderen Brackets.</i></p> <hr/> <p>3 <i>Ideal kombinierbar mit FORESTADENTS superflachen 2D® Lingual Brackets (z. B. bei Fällen mit ausgeprägtem Tiefbiss).</i></p> <hr/> <p>4 <i>Kompromisslos funktional ohne Kraft- und Torqueverlust durch Einstück-Fertigung.</i></p> <hr/> | <p>5 <i>Schonend gegenüber zahnfarbenen Bögen aufgrund abgerundeter Slotkanten.</i></p> <hr/> <p>6 <i>Kürzere Behandlungszeiten durch geringste Friktionswerte.</i></p> <hr/> <p>7 <i>Sicher und splitterfrei entfernbar mithilfe des Pauls-Tools.</i></p> <hr/> |
|--|---|

The most attractive advantages at a glance.


- | | |
|--|---|
| <p>1 <i>Absolutely inconspicuous in the mouth, as made from non-staining ceramic with high translucence and a matt, non-reflecting surface.</i></p> <hr/> <p>2 <i>Easy to handle, just like all other brackets.</i></p> <hr/> <p>3 <i>Can be ideally combined with FORESTADENTS super-flat 2D® Lingual brackets (e.g. in cases with distinctive overbite).</i></p> <hr/> <p>4 <i>One-piece design ensures extreme functionality without loss of force or torque.</i></p> <hr/> | <p>5 <i>Gentle on tooth-coloured archwires thanks to the rounded slot edges.</i></p> <hr/> <p>6 <i>Shorter treatment times thanks to low friction values.</i></p> <hr/> <p>7 <i>Safe and splinter-free removal using the debonding tool.</i></p> <hr/> |
|--|---|



McLaughlin Bennett 5.0 Prescription

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

Farbmarkierung | colour-marks



GLAM® Brackets McLaughlin Bennett 5.0 Prescription




OK / Maxillary						Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.		
					Right	Left	Right	Left	
1 Centrals	+17°	+4°	1,25	–	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101	
2 Laterals	+10°	+8°	1,5	–	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201	
3 Cuspids Cuspids + hook	-7°	+8°	1,0	–	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301	
	-7°	+8°	1,0	–	G762T0313	G761T0313	G762T0311	G761T0311	
3 Cuspids Cuspids + hook	0°	+8°	1,0	–	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321	
	0°	+8°	1,0	–	G762T0333	G761T0333	G762T0331	G761T0331	
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	1,0	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501	
	-7°	0°	1,0	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511	
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	1,0	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501	
	-7°	0°	1,0	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511	

UK / Mandibular						Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.		
					Right	Left	Right	Left	
1 Centrals Centrals	-1°	0°	1,5	–	G761T1223	G761T1223	G761T1221	G761T1221	
	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201	G761T1201	
2 Laterals Laterals	-1°	0°	1,5	–	G761T1223	G761T1223	G761T1221	G761T1221	
	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201	G761T1201	
3 Cuspids Cuspids + hook	-6°	+3°	1,0	–	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401	
	-6°	+3°	1,0	–	G762T1413	G761T1413	G762T1411	G761T1411	
3 Cuspids Cuspids + hook	0°	+3°	1,0	–	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421	
	0°	+3°	1,0	–	G762T1433	G761T1433	G762T1431	G761T1431	
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-12°	0°	0,7	–	G761T1503	G761T1503	G761T1501	G761T1501	
	-12°	0°	0,7	–	G761T1513	G761T1513	G761T1511	G761T1511	
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-17°	0°	0,7	–	G761T1603	G761T1603	G761T1601	G761T1601	
	-17°	0°	0,7	–	G761T1613	G761T1613	G761T1611	G761T1611	

GLAM® Brackets

McLaughlin Bennett 5.0 Prescription



Fallsätze | Cases *Upper cuspids -7° torque, lower cuspids -6° torque*

Variation	Slot .018"		Slot .022"	
	1	3	1	3
	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
 3	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
 3-5	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746

Cuspids 0° Torque

Slot .018"		Slot .022"	
1	3	1	3
G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772


Upper cuspids -7° torque, lower anteriors -1° torque, lower cuspids 0° Torque

	G706T1000	G706T1001	G706T1009	G706T1010
 3	G706T1002	G706T1003	G706T1011	G706T1012
 3-5	G706T1004	G706T1005	G706T1013	G706T1014



Roth Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



GLAM® Brackets Roth Prescription



OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	–	G764-0103	G763-0103	G764-0101	G763-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,5	–	G764-0203	G763-0203	G764-0201	G763-0201
3 Cuspids Cuspids + hook	-2°	+11°	1,0	4° mesial	G764-0303	G763-0303	G764-0301	G763-0301
	-2°	+11°	1,0	4° mesial	G764-0313	G763-0313	G764-0311	G763-0311
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201
2 Laterals	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201
3 Cuspids Cuspids + hook	-11°	+7°	1,0	2° mesial	G764-1403	G763-1403	G764-1401	G763-1401
	-11°	+7°	1,0	2° mesial	G764-1413	G763-1413	G764-1411	G763-1411
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-17°	0°	0,7	–	G763-1503	G763-1503	G763-1501	G763-1501
	-17°	0°	0,7	–	G763-1513	G763-1513	G763-1511	G763-1511
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-22°	0°	0,7	–	G763-1603	G763-1603	G763-1601	G763-1601
	-22°	0°	0,7	–	G763-1613	G763-1613	G763-1611	G763-1611



Fallsätze | Cases

Variation	Slot .018"		Slot .022"	
	1	3	1	3
Cases				
3	G706-0700	G706-0701	G706-0705	G706-0706
3-5	G706-0710	G706-0711	G706-0715	G706-0716
3-5	G706-0720	G706-0721	G706-0725	G706-0726

GLAM® Zubehör
GLAM® Accessories

Order No.		Stück content	Beschreibung description
C501-0815		1	<p>Pauls-Tool GLAM®, TruKlear® Bracket-Entfernungswerkzeug, zweiseitig</p> <p>Debonding tool for debonding of GLAM®, TruKlear® brackets, double sided</p>
G950-1000		1	<p>Modell GLAM® Brackets</p> <p>Model GLAM® Brackets</p>

GLAM® Brackets – Werbematerialien
GLAM® Brackets – advertising material

Order No.		Sprache language	Stück content	Beschreibung description
100-0104		Deutsch English	1	<p>Poster GLAM® Brackets für das Wartezimmer</p> <p>Poster GLAM® Brackets for the waiting room</p>
100-0106		Deutsch English	1	<p>Patientenflyer GLAM® Brackets, 6-seitig</p> <p>Patient flyer GLAM® Brackets, 6 pages</p>