


## Lingualschlösser Lingual cleats

Order No.		Offset	Inhalt content	Beschreibung description
rechts/right	links/left			
760-0085	760-0084	–	10	<b>Lingualschloss</b> mit Stopperkerbung, offen, für Palatal Bar und Quad Helix  <b>Lingual cleat</b> with latching indent, open, for Palatal Bar and Quad Helix
760-0087	760-0086	–	10	
760-0081		–	10	
760-0089	760-0088	6°	10	

## Lingualschloss Lingual cleats

Info  
N° 168

Order No.	Verwendung / use	St. / cont.	Beschreibung / description				
760-0074	<table border="1"> <tr> <td>76</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>67</td> </tr> </table>	76	67	76	67	10	<b>Lingual-Attachment</b> für Palatinalsplitschrauben und Distalisatoren, Innendurchmesser 1,5 mm  <b>Lingual attachment</b> for fixation of RPE screws and distalizers, tube diameter 1,5 mm
76	67						
76	67						



## Lingualschlösser auf Pad Lingual cleats on Pad

Order No.		Offset	Inhalt content	Beschreibung description
rechts/right	links/left			
760-0083	760-0082	–	10	<b>Lingualschloss auf Pad</b> mit Stopperkerbung, offen, für Palatal Bar und Quad Helix  <b>Lingual cleat on Pad</b> with latching indent, open, for Palatal Bar and Quad Helix
760B0083	760B0082	6°	10	<b>Lingualschloss auf Big Foot Pad</b> mit Stopperkerbung, offen, für Palatal Bar und Quad Helix  <b>Lingual cleat on Big Foot Pad</b> with latching indent, open, for Palatal Bar and Quad Helix