


Mini Sprint® II Brackets



Roth Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



Mini Sprint® II Brackets Roth Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"		
Tooth		Torque	Angulation	In/Out	Order No.		Order No.		
					Right	Left	Right	Left	
1	Centrals	+12°	+5°	1,05	—	788-0103	787-0103	788-0101	787-0101
2	Laterals	+8°	+9°	1,25	—	788-0203	787-0203	788-0201	787-0201
3	Cuspids	-2°	+11°	0,7	4° mesial	788-0313	787-0313	788-0311	787-0311
	Cuspids + hook	-2°	+11°	0,7	4° mesial	788-0303	787-0303	788-0301	787-0301
4	Bicuspids	-7°	0°	0,8	2° distal	788-0513	787-0513	788-0511	787-0511
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,8	2° distal	788-0503	787-0503	788-0501	787-0501
5	Bicuspids	-7°	0°	0,8	2° distal	788-0513	787-0513	788-0511	787-0511
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,8	2° distal	788-0503	787-0503	788-0501	787-0501

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"		
Tooth		Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
						Right	Left	Right	Left
1	Centrals	0°	0°	1,3	—	787-1203	787-1203	787-1201	787-1201
2	Laterals	0°	0°	1,3	—	787-1203	787-1203	787-1201	787-1201
3	Cuspids	-11°	+7°	0,7	2° mesial	788-1413	787-1413	788-1411	787-1411
	Cuspids + hook	-11°	+7°	0,7	2° mesial	788-1403	787-1403	788-1401	787-1401
4	Bicuspids	-17°	0°	0,7	4° distal	788-1513	787-1513	788-1511	787-1511
	Bicuspids + hook	-17°	0°	0,7	4° distal	788-1503	787-1503	788-1501	787-1501
5	Bicuspids	-22°	0°	0,7	4° distal	788-1613	787-1613	788-1611	787-1611
	Bicuspids + hook	-22°	0°	0,7	4° distal	788-1603	787-1603	788-1601	787-1601


Fälle | Cases

Variation	Slot .018"			Slot .022"		
Cases	1	5	10	1	5	10
	706-1001	706-1002	706-1003	706-1016	706-1017	706-1018
3	706-1006	706-1007	706-1008	706-1021	706-1022	706-1023
3-5	706-1011	706-1012	706-1013	706-1026	706-1027	706-1028



McLaughlin Bennett 5.0 Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

Mini Sprint® II Brackets McLaughlin Bennett 5.0 Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+17°	+4°	1,05	—	780T0103	779T0103	780T0101	779T0101
2 Laterals	+10°	+8°	1,25	—	780T0203	779T0203	780T0201	779T0201
3 Cuspids	-7°	+8°	0,6	—	780T0313	779T0313	780T0311	779T0311
	Cuspids + hook	-7°	+8°	0,6	780T0303	779T0303	780T0301	779T0301
3 Cuspids	0°	+8°	0,6	—	780T0333	779T0333	780T0331	779T0331
	Cuspids + hook	0°	+8°	0,6	780T0323	779T0323	780T0321	779T0321
4 Bicuspid	-7°	0°	0,8	—	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
	Bicuspid + hook	-7°	0°	0,8	780T0403	779T0403	780T0401	779T0401
5 Bicuspid	-7°	0°	0,8	—	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
	Bicuspid + hook	-7°	0°	0,8	780T0403	779T0403	780T0401	779T0401

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"		
Tooth		Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
						Right	Left	Right	Left
1	Centrals	-1°	0°	1,3	—	780T1223	780T1223	780T1221	780T1221
	Centrals	-6°	0°	1,3	—	780T1203	780T1203	780T1201	780T1201
2	Laterals	-1°	0°	1,3	—	780T1223	780T1223	780T1221	780T1221
	Laterals	-6°	0°	1,3	—	780T1203	780T1203	780T1201	780T1201
3	Cuspids	-6°	+3°	0,6	—	780T1413	779T1413	780T1411	779T1411
	Cuspids + hook	-6°	+3°	0,6	—	780T1403	779T1403	780T1401	779T1401
3	Cuspids	0°	+3°	0,6	—	780T1433	779T1433	780T1431	779T1431
	Cuspids + hook	0°	+3°	0,6	—	780T1423	779T1423	780T1421	779T1421
4	Bicuspids	-12°	+2°	0,65	—	780T1513	779T1513	780T1511	779T1511
	Bicuspids + hook	-12°	+2°	0,65	—	780T1503	779T1503	780T1501	779T1501
5	Bicuspids	-17°	+2°	0,65	—	780T1613	779T1613	780T1611	779T1611
	Bicuspids + hook	-17°	+2°	0,65	—	780T1603	779T1603	780T1601	779T1601

Mini Sprint® II Brackets

McLaughlin Bennett 5.0 Prescription

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

Fälle | Cases

Max. Cuspids: -7° Torque; Mand. Centrals: -1° Torque, Cuspids: 0° Torque

Variation	Slot .018"			Slot .022"		
Cases	1	5	10	1	5	10
	706T1000	706T1001	706T1002	706T1009	706T1010	706T1011
3	706T1003	706T1004	706T1005	706T1012	706T1013	706T1014
3-5	706T1006	706T1007	706T1008	706T1015	706T1016	706T1017

Max. Cuspids: -7° Torque; Mand. Centrals and Cuspids: -6° Torque

Slot .018"			Slot .022"		
1	5	10	1	5	10
706T1031	706T1032	706T1033	706T1046	706T1047	706T1048
706T1036	706T1037	706T1038	706T1051	706T1052	706T1053
706T1041	706T1042	706T1043	706T1056	706T1057	706T1058

Maxillary 3 Cuspids: 0° Torque; Mandibular 3 Cuspids: 0° Torque


Variation	Slot .018"			Slot .022"		
Cases	1	5	10	1	5	10
	706T1060	706T1061	706T1062	706T1069	706T1070	706T1071
3	706T1063	706T1064	706T1065	706T1072	706T1073	706T1074
3-5	706T1066	706T1067	706T1068	706T1075	706T1076	706T1077



FACE Evolution II Prescription



Farbmarkierung | colour-marks



Mini Sprint® II Brackets FACE Evolution II Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,05	—	794-0103	793-0103	794-0101	793-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,25	—	794-0203	793-0203	794-0201	793-0201
3	Cuspids	+3°	+8°	0,7	794-0313	793-0313	794-0311	793-0311
	Cuspids + hook	+3°	+8°	0,7	794-0303	793-0303	794-0301	793-0301
4	Bicuspid	0°	0°	0,85	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
	Bicuspid + hook	0°	0°	0,85	794-0523	793-0523	794-0521	793-0521
5	Bicuspid	0°	0°	0,85	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
	Bicuspid + hook	0°	0°	0,85	794-0523	793-0523	794-0521	793-0521

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-1°	0°	1,3	—	793-1303	793-1303	793-1301	793-1301
2 Laterals	-1°	0°	1,3	—	793-1303	793-1303	793-1301	793-1301
3	Cuspids	-6°	+2°	0,6	794-1413	793-1413	794-1411	793-1411
	Cuspids + hook	-6°	+2°	0,6	794-1403	793-1403	794-1401	793-1401
4	Bicuspid	-12°	0°	0,65	794-1533	793-1533	794-1531	793-1531
	Bicuspid + hook	-12°	0°	0,65	794-1523	793-1523	794-1521	793-1521
5	Bicuspid	-17°	0°	0,65	794-1633	793-1633	794-1631	793-1631
	Bicuspid + hook	-17°	0°	0,65	794-1623	793-1623	794-1621	793-1621

Fälle | Cases

Variation	Slot .018"			Slot .022"		
Cases	1	5	10	1	5	10
3	706-1218	706-1219	706-1220	706-1227	706-1228	706-1229
3-5	706-1221	706-1222	706-1223	706-1230	706-1231	706-1232
3-5	706-1224	706-1225	706-1226	706-1233	706-1234	706-1235

Größerer optionaler Torque an Front- und Seitenzähnen im Unterkiefer | optionally higher torque on mandibular centrals and laterals

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1+2 Centrals / Laterals	-6° *	0°	1,4	—	793-1203	793-1203	793-1201	793-1201

* Durch eine 180°-Drehung beim Kleben kann der Torque von -6° auf +6° umgestellt werden. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Option bevorzugen.
Bonding brackets upside down will convert from -6° Torque to +6° Torque. Please indicate if you prefer this option.