


Multipurpose Orthodontic Implant (MPI)

Kemik İçi Ankraj Plakları	Kod #	Ürün özellikleri
	MPI-2000	Çene ucu plağı 1 Sabit fonksiyonel apareyler ile sadece iskeletsel etki elde etmek amacı ile kullanılır.
	SF-1000	Çene ucu plağı 2 Özel olarak Herbst Aparent'inin kemik içi ankrajı için kullanılır.
	MPI-3000	Çok amaçlı topuz başlı ankraj plağı Kuvvet uygulama noktasının istenilen yere taşınması amacı ile kullanılır. Plâğın üzerinde yer alan kanallar çeşitli ortodontik kuvvet elemanlarının bağlanması içindir.
	MPI-1000	Çok amaçlı kemik içi ankraj plağı Tutucu kısmın uzantısı olan yuvarlak bar bükülebilme özelliğine sahiptir. Kullanım amacı doğrultusunda şekillendirilebilir; a) Molar Distalizasyonu b) Open Bite Tedavisi c) Intermaksiler Elastik Uygulaması gibi amaçlar için kullanılabilir.

“Bu ankraj plakların dizaynları Prof.Dr.Nejat Erverdi tarafından yapılmıştır.”



Ortodontik implantlar "Tasarımmed Ltd.Şti."-İstanbul tarafından üretilmiştir.

MERKEZ : Teşvikiye Cad.No:47 K:3 D:3 34365 Nişantaşı/İstanbul Tel: 0212-219 97 55 Fax: 0212-219 97 60

ANKARA : Ziya Gökalp Cad. No:7 K:7 D:27 06440 Kızılay / Ankara Tel: 0312-435 35 22 Fax: 0312-435 35 09

İZMİR : DOĞUSAN ÖZEL DİŞ KLİNİĞİ - Cumhuriyet Bulvarı No:181/3 35220 Alsancak / İzmir Tel: 0232-421 59 65 Fax:0232-464 88 74

Mini implantlar	Kod #	Ürün özellikleri (vida çapı, uzunluk, delik çapı)
	SK-00001	MITOS saklama ve sterilizasyon kutusu
	B16-0006	MITOS Ø 1.6, 6mm, Ø 1mm
	B16-0007	MITOS Ø 1.6, 7mm, Ø 1mm
	B16-0009	MITOS Ø 1.6, 9mm, Ø 1mm
	B16-0011	MITOS Ø 1.6, 11mm, Ø 1mm
	B19-0007	MITOS Ø 1.9, 7mm, Ø 1mm (Acil çap)
	SK-00002	TURQUOISE saklama ve sterilizasyon kutusu
	C16-0007	TURQUOISE Ø 1.6, 7 mm, Ø 1mm
	C16-0009	TURQUOISE Ø 1.6, 9 mm, Ø 1mm
	EA-00001	MITOS/TURQUOISE implant el aleti (standart)
	EA-00002	MITOS/TURQUOISE implant el aleti (kısa)
	EA-00003	MITOS/TURQUOISE implant el aleti (mini)
	MK-00001	MITOS Starter Kit [24 adet vida (istenilen ölçülerde), saklama ve sterilizasyon kutusu, standart implant el aleti]

Mitos & Turkuaz

Ortodontik Mini İmplantlar

- Klinik olarak test edilmiş
- Biyo uyumlu titanyum implant malzemesinden üretilmiş
- Kendi kendine vidalama özelliğinde
- Farklı çap ve uzunluklarda
- Braket baş /Silindirik baş ve yatay delikler (Ø1mm) aynı implantta
- Yatay delik haricinde ligatür slotlu
- Uygulama sonrası hemen kuvvet verilebilir
- Mekanik retansiyon
- Kolay yerleştirme ve çıkarma




Braket baş ve yatay delik (Ø1mm)



Silindirik baş ve çapraz yatay delikler (Ø1mm)



Diş eti ve çene kemiğine kolay uygulama için çentikli uç



Farklı uzunluklar, farklı renklerde




Enfeksiyonları engellemek için diş etine tam adapte olan konik boyun



Keskin yivler



Ortodontik İmplantlar



MEDİKODENTAL