

Quicklear® III Brackets. Schnell, unauffällig und komfortabler als je zuvor
Quicklear® III brackets. Fast, discreet, more comfortable than ever before



Die schönsten Vorteile auf einen Blick.

- 1 Körper aus transluzenter Keramik mit abgerundeten Bracket- und Slotkanten für hohen Tragekomfort und geringe Reibung.
- 2 Debonding-Schrägen zum Ansetzen einer speziellen Debonding-Zange.
- 3 Fangfunktion vereinfacht das Öffnen der interaktiven Verschlussklammer von gingival.
- 4 Anatomisch angepasste inverse Hakenbasis sorgt für optimalen mechanischen Halt* und reduziert die Gefahr von Schmelzausrissen.
- 5 Abmessungen des Korpus ermöglichen splitterfreies Debonding mit dem Pauls-Tool.
- 6 Vier verrundete Kontaktrippen im Slot reduzieren Klemm- und Kerbeffekte.
- 7 Verbreiterte Klammer für bessere Übertragung von Rotation, Angulation und Torque.

The most attractive advantages at a glance.

- 1 Body made of translucent ceramic with rounded bracket and slot edges for excellent intraoral comfort.
- 2 Debonding bevels for use of special debonding pliers.
- 3 Catch function for easier gingival opening of the interactive clip.
- 4 The anatomically-adapted inverted hook base ensures perfect mechanical retention* and reduces the risk of enamel fractures.
- 5 Dimensions of the body allow chip-free debonding using the debonding tool.
- 6 Four rounded contact ribs in the slot reduce binding and notching effects.
- 7 Wider clip for improved transmission of rotation, angulation and torque.

*Auszug aus der Inaugural-Dissertation aus der Poliklinik für Kieferorthopädie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doktorwürde, vorgelegt von Christian Mihlan aus Magdeburg im Juni 2012 (gekürzt und zusammengefasst von FORESTADENT. www.forestadent.com)

*Excerpt from the inaugural dissertation from the Polyclinic for Orthodontics at the Julius-Maximilians-University in Würzburg to obtain a PhD, presented by Christian Mihlan from Magdeburg in June 2012 (abbreviated and summarised by FORESTADENT. www.forestadent.com)




Inversiv gestaltete Hakenbasis mit Schrägen und diametral versetzter Lochretention.
Inverse formed hook style base with bevels and a diametrically shifted hole retention



Roth Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



Quicklear® III Brackets Roth Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	–	C731-0103	C730-0103	C731-0101	C730-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,3	–	C731-0203	C730-0203	C731-0201	C730-0201
3 Cuspids + hook	-2°	+11°	0,9	4° mesial	C731-0313	C730-0313	C731-0311	C730-0311
4 Bicuspid	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0503	C730-0503	C731-0501	C730-0501
	Bicuspid + hook	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0513	C730-0513	C731-0511
5 Bicuspid	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0503	C730-0503	C731-0501	C730-0501
	Bicuspid + hook	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0513	C730-0513	C731-0511
6 1 st Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 2 nd Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	0°	0°	1,4	–	C730-1203	C730-1203	C730-1201	C730-1201
2 Laterals	0°	0°	1,4	–	C730-1203	C730-1203	C730-1201	C730-1201
3 Cuspids + hook	-11°	+7°	1,2	2° mesial	C731-1413	C730-1413	C731-1411	C730-1411
4 Bicuspid + hook	-17°	0°	1,2	4° distal	C731-1513	C730-1513	C731-1511	C730-1511
5 Bicuspid + hook	-22°	0°	1,2	4° distal	C731-1613	C730-1613	C731-1611	C730-1611
6 1 st Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 2 nd Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

Fallsätze | Cases

Variation	Quicklear®	BioQuick®	Slot .018"		Slot .022"	
			1	3	1	3
Cases						
Maxillary		–	C706C1080	C706C1081	C706C1084	C706C1085
Mandibular		–				
Maxillary		–	C706-1078	C706-1079	C706-1082	C706-1083
Mandibular						
Maxillary		–	C706-1080	C706-1081	C706-1084	C706-1085
Mandibular						


Quicklear® III Brackets



Info
N° 202

McLaughlin/Bennett/Trevisi Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



Quicklear® III Brackets McLaughlin/Bennett/Trevisi Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+17°	+4°	1,1	–	C733-0103	C732-0103	C733-0101	C732-0101
2 Laterals	+10°	+8°	1,3	–	C733-0203	C732-0203	C733-0201	C732-0201
3 Cuspids + hook	-7°	+8°	0,9	–	C733-0313	C732-0313	C733-0311	C732-0311
4 Bicuspids	-7°	0°	0,9	–	C733-0403	C732-0403	C733-0401	C732-0401
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	–	C733-0413	C732-0413	C733-0411
5 Bicuspids	-7°	0°	1,3	–	C733-0503	C732-0503	C733-0501	C732-0501
	Bicuspids + hook	-7°	0°	1,3	–	C733-0513	C732-0513	C733-0511
6 1 st Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 2 nd Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711


UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-6°	0°	1,4	–	C732-1203	C732-1203	C732-1201	C732-1201
2 Laterals	-6°	0°	1,4	–	C732-1203	C732-1203	C732-1201	C732-1201
3 Cuspids + hook	-6°	+3°	1,2	–	C733-1413	C732-1413	C733-1411	C732-1411
4 Bicuspids + hook	-12°	+2°	1,2	–	C733-1513	C732-1513	C733-1511	C732-1511
5 Bicuspids + hook	-17°	+2°	1,2	–	C733-1613	C732-1613	C733-1611	C732-1611
6 1 st Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 2 nd Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

Fallsätze | Cases

Variation	Quicklear®	BioQuick®	Slot .018"		Slot .022"	
			1	3	1	3
Cases						
Maxillary	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3-5	–	C706C0847	C706C0848	C706C0862	C706C0863
Mandibular	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3-5	–				
Maxillary	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3-5	–	C706-0842	C706-0843	C706-0857	C706-0858
Mandibular	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3	↙ ↘ 4-5				
Maxillary	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3-5	–	C706-0847	C706-0848	C706-0862	C706-0863
Mandibular	↙ ↘ 1-2 + ↙ ↘ 3	↙ ↘ 4-5				

FACE Evolution Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



Quicklear® III Brackets FACE Evolution Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	–	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,3	–	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 Cuspids + hook	+3°	+8°	0,9	–	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4 Bicuspids	-7°	0°	0,9	–	C739-0503	C738-0503	C739-0501	C738-0501
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	–	C739-0513	C738-0513	C739-0511
5 Bicuspids	-7°	0°	0,9	–	C739-0503	C738-0503	C739-0501	C738-0501
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	–	C739-0513	C738-0513	C739-0511
6 1 st Molar	-30°	0°	–	10° distal	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 2 nd Molar	-30°	0°	–	6° distal	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-1°	0°	1,4	–	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
2 Laterals	-1°	0°	1,4	–	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
3 Cuspids + hook	-6°	+2°	1,2	–	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 Bicuspids + hook	-17°	0°	1,2	–	C739-1513	C738-1513	C739-1511	C738-1511
5 Bicuspids + hook	-22°	0°	1,2	–	C739-1613	C738-1613	C739-1611	C738-1611
6 1 st Molar	-30°	0°	–	–	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 2 nd Molar	-30°	0°	–	–	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

Variation	Quicklear®	BioQuick®	Slot .018"		Slot .022"	
Cases			1	3	1	3
Maxillary		–	C706C1206	C706C1207	C706C1215	C706C1216
Mandibular		–				
Maxillary		–	C706-1203	C706-1204	C706-1212	C706-1213
Mandibular						
Maxillary		–	C706-1206	C706-1207	C706-1215	C706-1216
Mandibular						

Größerer optionaler Torque an Front- und Seitenzähnen im Unterkiefer | optionally more torque on mandibular Centrals and Laterals


UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1+2 Centrals / Laterals	-6° *	0°	1,4	–	C738-1203	C738-1203	C738-1201	C738-1201

* Durch eine 180°-Drehung beim Kleben kann der Torque von -6° auf +6° umgestellt werden. Achtung: In einem solchen Fall öffnet sich die Klammer nach gingival. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Option bevorzugen.
Bonding brackets upside down will convert torque from -6° to +6°. But keep in mind: the clip has to be opened to gingival. Please indicate if you prefer this option.

Quicklear® III Brackets

Roncone Prescription

Farbmarkierung | colour-marks



Quicklear® III Brackets Roncone Prescription

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Torque	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+19°	+5°	1,0	–	C737-0103	C736-0103	C737-0101	C736-0101
2 Laterals	+10°	+8°	1,3	–	C737-0203	C736-0203	C737-0201	C736-0201
3 Cuspids + hook	0°	+8°	0,9	–	C737-0313	C736-0313	C737-0311	C736-0311
4 Bicuspid	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0503	C736-0503	C737-0501	C736-0501
	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0513	C736-0513	C737-0511	C736-0511
5 Bicuspid	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0503	C736-0503	C737-0501	C736-0501
	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0513	C736-0513	C737-0511	C736-0511
6 1 st Molar	-20°	0°	–	20° distal	737L0734	736L0734	737L0732	736L0732
	-20°	0°	–	12° distal	737L0744	736L0744	737L0742	736L0742

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Torque	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	2°	0°	1,4	–	C736-1203	C736-1203	C736-1201	C736-1201
2 Laterals	2°	0°	1,4	–	C736-1203	C736-1203	C736-1201	C736-1201
3 Cuspids + hook	-3°	+5°	1,2	–	C737-1413	C736-1413	C737-1411	C736-1411
4 Bicuspid + hook	-7°	+2°	1,2	2° distal	C737-1513	C736-1513	C737-1511	C736-1511
5 Bicuspid + hook	-10°	+2°	1,2	2° distal	C737-1613	C736-1613	C737-1611	C736-1611

Fallsätze | Cases

Variation	Quicklear®	Slot .018"		Slot .022"	
Cases		1	3	1	3
Maxillary		C706C6001	C706C6004	C706C6010	C706C6013
Mandibular					
Maxillary		C706C6002	C706C6005	C706C6011	C706C6014
Mandibular					

Quicklear® III Starter-Sortimente Quicklear® III Starter Assortments



Gewünschte Brackets angeben
Please specify required brackets

Roth Prescription	Order No.
Quicklear® III Starter-Sortiment / assortment – 3 Fälle / Cases Inkl. BioStarter® Bögen Straight-Arch .012" (5 OK & 5 UK) Incl. BioStarter® archwires Straight-Arch .012" (5 max & 5 mand.)	C707C3025
Quicklear® III Starter-Sortiment / assortment – 6 Fälle / Cases Inkl. BioStarter® Bögen Straight-Arch .012" (6 OK & 6 UK) Incl. BioStarter® archwires Straight-Arch .012" (6 max & 6 mand.)	C707C6025
McLaughlin/Bennett/Trevisi Prescription	Order No.
Quicklear® III Starter-Sortiment / assortment – 3 Fälle / Cases Inkl. BioStarter® Bögen Straight-Arch .012" (5 OK & 5 UK) Incl. BioStarter® archwires Straight-Arch .012" (5 max & 5 mand.)	C707C3026
Quicklear® III Starter-Sortiment / assortment – 6 Fälle / Cases Inkl. BioStarter® Bögen Straight-Arch .012" (6 OK & 6 UK) Incl. BioStarter® archwires Straight-Arch .012" (6 max & 6 mand.)	C707C6026

Zusätzlich in allen Starter-Sortimenten:

- Quicklear® & BioQuick® Spezialsonde zweifach
- Quicklear® Entfernungswerkzeug
- Drahtbogendirektor
- Klemmröhrchen
- Quicklear® Typodont
- Präsentationsmodell (10:1)

Additional content in all starter assortments:

- Quicklear® & BioQuick® director double
- Quicklear® debonding tool
- archwire director
- crimpable stops
- Quicklear® Typodont
- Presentation model (10:1)



FACE Evolution Prescription	UK/Mand.	Order No.	
		Slot .018"	Slot .022"
Quicklear® III FACE Starter-Sortiment / assortment – 3 Fälle / Cases	4+5 BioQuick® Brackets	C707-1016	C707-1017
Gewünschte Brackets angeben Please specify required brackets	4+5 Quicklear® III Brackets	C707C1016	C707C1017



Zusätzlicher Inhalt in allen Face Starter-Sortimenten:

- Kragensonde für BioQuick®
- Spezialsonde für BioQuick® & Quicklear® zweifach
- Drahtbogendirektor
- BioStarter®-Bögen Straight-Arch .014" (5 OK & 5 UK)
- Typodont BioQuick® FACE OK/UK
- FACE Arbeitsbuch



Additional content in every Face Starter assortments:

- BioQuick® collar probe
- special director BioQuick® & Quicklear® double
- Archwire director
- BioStarter® archwires Straight-Arch .014" (5 max. & 5 mand.)
- Typodont FACE max./mand.
- FACE Workbook

QuickKlear® III Zubehör
QuickKlear® III Accessories

Order No.		Stück content	Beschreibung description
C501-1842		1	QuickKlear® + BioQuick® + BioPassive® Klassisches Öffnungsinstrument, zweiseitig Classic opening instrument, double sided
501-0861		1	Drahtbogen-Direktor Archwire director
C501-0816		1	Pauls-Tool QuickKlear® I, TruKlear® I Bracket-Entfernungs Werkzeug, zweiseitig for debonding of QuickKlear®, TruKlear® I brackets, double sided
C501-0828		1	Keramikbracket-Entfernungs zange mit Kerbe Ceramic bracket debonding pliers with notch
C501-0826		6	Adhäsiv-Entfernungsfräse Adhesive removing bur
C950-1009		1	Modell QuickKlear® III Brackets Model QuickKlear® III Brackets
C950-0023		1	QuickKlear® III Plastik-Modell (10:1) QuickKlear® III plastic model (10:1)

Quicklear® III Werbematerialien
 Quicklear® III advertising material

Order No.		Sprache language	Stück content	Beschreibung description
100-0095		Deutsch English	1	<p>Poster Quicklear® III Brackets für das Wartezimmer</p> <p>Poster Quicklear® III Brackets for the waiting room</p>
100-0094		Deutsch English	1	<p>Patientenflyer Quicklear® III Brackets, 6-seitig</p> <p>Patient flyer Quicklear® III Brackets, 6 pages</p>